

Catalogo de Producto AGS Equipamiento

[DESCARGAR CATALOGO PDF](#)

Equipo de Rayo X IMAX 70 Pared

El equipo mural con brazo pantográfico standard, le permitirá adaptarse a lugares donde, por sus dimensiones, se requiera de un equipo pequeño y versátil.

Características Eléctricas

- Alimentación: 230/110 VAC . $\pm 10\%$ – 50/60 Hz
- Corriente Primaria: 4 A max – 230 VAC, 920 VA
- Alta Tensión: 70 Kvp

Características Generales

- Distancia Foco-Película 200 mm
- Diámetro de Diafragma de Plomo 26 mm
- Campo de Radiación 60 mm
- Corriente al Tubo 9mA
- Filtración Total Equiv a 2.0 mm
- Mancha Focal efectiva 0.8 mm
- Arrollamiento Inmerso en Aceite
- Radiación Exterior $<0,01$ mGy/h a 100 cm de distancia



Equipo de Rayo X IMAX 70 Rodante

Armonía y Diseño se combinan, a fin de facilitarle al máximo el posicionamiento del Generador de Rayos.

Donde se requiera de un equipo móvil, el Imax posee excelentes características de estabilidad con dimensiones reducidas de la base.

Características Eléctricas

- Alimentación 230/110 VAC . $\pm 10\%$ – 50/60 Hz
- Corriente Primaria 4 A max – 230 VAC, 920 VA 8 A max – 110 VAC, 880 VA
- Alta Tensión 70 Kvp

Características Generales

- Distancia Foco-Película 200 mm
- Diámetro de Diafragma de Plomo (filtro irremovible) 26 mm
- Campo de Radiación (diam.) 60 mm

- Corriente al Tubo 9mA
- Filtración Total Equiv a 2.0 mm
- Mancha Focal efectiva 0.8 mm
- Arrollamiento Inmerso en Aceite
- Radiación Exterior <0,01 mGy/h a 100 cm de distancia

OFICINA PRINCIPAL

Calle principal Altamira Sinsa Cerámica 1c.
al Sur, 1 1/2c. Oeste # 396

E-mail: ortho_dental@hotmail.com

Claro: 2220-6871 • 2277-0288

Movistar: 8465-5339

Sea parte de la gran familia de Ortho Dental S,A. donde procuramos brindarle una experiencia satisfactoria, seguridad, ahorro y garantía.

Contacto



Tel: 2220-6871 2277-0288



ortho_dental@hotmail.com



Facebook



Youtube